

# Tandem

Insulinpump





1. Pumpska
2. Pump
3. Tvättablapp
4. Uppdragningspruta+kanyl
5. Insulinbehållare
6. Slangset
7. Insulinampull



Öppna förpackningen till uppdragningspruta  
med kanyl



Skruva fast kanylen på sprutan



Dra upp insulin i uppdragningsprutan



Öppna förpackningen med insulinbehållaren



Sätt uppdragningsnålen i insulin-  
behållaren och dra ur luftbubblan



Tryck ut luftbubblor från sprutan





Fyll insulinbehållaren med insulin



Sätt in insulinbehållaren i pumpen



Öppna förpackningen med slangsetet



Lossa slangen



Skruva fast slangsetet



Fyll slangsetet med insulin



Ta bort nålskyddet



Ta bort pappersremsan





Håll fingrarna på de räfflade sidorna, dra upp  
och spänn hållaren till slangsetet



Välj plats på magen och tvätta



Tryck på de släta runda markeringarna och  
slangen sätts på plats



Tryck på hållaren



Ta bort hållaren med nålen



Fyll kanylen med insulin



Nu är det klart och du kan med hjälp av pumpen ge insulin



Framtaget av Diabetesmottagningen och Lekterapien.

