

Libre 2

Sensor





1. Sensor två delar
2. Tvättlapp
3. Handenhet
4. Mobil



Skruva av locket från den gråa sensorhållaren



Dra av skyddet från den vita sensorförpackningen



Sätt ihop delarna



Tryck



Lyft upp hållaren som sensorn sitter i



Välj plats på bakre överarmen och tvätta



Placera sensorn där du tvättat
Tryck och sensorn sätts på plats



Dra fingret på plåstret runt sensorn



Starta sensorn genom att skanna med
handenheten eller mobilen



Nu är det klart och efter 2 timmar kan du se dit
blodsocker i handenheten eller mobilen



Framtaget av Diabetesmottagningen och Lekterapien.

